

## 【希釈例】

対象物	濃度	製品名		
		6% ピューラックス テキサントなど	5% ハイター ブリーチなど	1% ミルトン ミルクボンなど
		希釈液の作成方法（500mlペットボトルに作成） 水500mlに対して原液の量（ペットボトルの蓋で計量）		
<目に見えた汚染がある場合> ・便や吐物が付着した床等 ・便や吐物で汚染された衣類やリネンの漬け置き ・便や吐物を洗い落とした後の洗い場	0.1% (1000ppm)	10ml キャップ2杯	10ml キャップ2杯	50ml キャップ10杯
<目に見えた汚染がない場合> ・食器などの漬け置き ・トイレの便座やドアノブ	0.02% (200ppm)	2ml キャップ1/2杯	2ml キャップ1/2杯	10ml キャップ2杯